

Cubierta de pocillos del incubador de endotoxinas

Cubierta de pocillos del incubador de endotoxinas. Accesorio de repuesto para la configuración indicada. Confirme el recambio con el modelo del instrumento y dimensiones o conexiones de la pieza existente.



Características principales

- Cubierta de pocillos del incubador de endotoxinas
- PT-E96

Información técnica

Modelo de accesorio	T-AEN-003
Cantidad mínima	1
Modelo documentado del instrumento	PT-E96

Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.