

Couvercle de puits pour incubateur d'endotoxines

Couvercle de puits pour incubateur d'endotoxines. Accessoire de remplacement pour la configuration indiquée. Confirmer le modèle de l'instrument et les dimensions ou raccords du composant existant.



Caractéristiques principales

- Couvercle de puits pour incubateur d'endotoxines
- PT-E96

Informations techniques

Modèle d'accessoire	T-AEN-003
Quantité minimale	1
Modèle d'instrument documenté	PT-E96

Configuration standard

Accessoire choisi dans la quantité confirmée. Instrument et autres accessoires uniquement si détaillés au devis.

Accessoires optionnels

Autres pièces chiffrées séparément après examen de compatibilité. Raccords et installation non présumés inclus.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, numéro de série, photo du composant et quantité. La photo identifie le type ; confirmer la variante exacte par sa spécification avant achat.