

Adaptador de tubos para endotoxinas

Adaptador de tubos para endotoxinas. Accesorio de repuesto para la configuración indicada. Confirme el recambio con el modelo del instrumento y dimensiones o conexiones de la pieza existente.



Características principales

- Adaptador de tubos para endotoxinas
- T-END-002

Información técnica

Modelo de accesorio	T-AEN-005
Cantidad mínima	1
Modelo documentado del instrumento	T-END-002

Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.