

## **Película de sellado para endotoxinas**

Película de sellado para endotoxinas. Accesorio de repuesto para la configuración indicada. Confirme el recambio con el modelo del instrumento y dimensiones o conexiones de la pieza existente.



### **Características principales**

- Película de sellado para endotoxinas
- Película de sellado para endotoxinas

## Información técnica

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Modelo de accesorio | T-AEN-006 |
| Cantidad mínima     | 1         |

## Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

## Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.