

Barras magnéticas para ensayos de partículas

Barras magnéticas para ensayos de partículas. Accesorio de repuesto para la aplicación documentada. Compare las opciones y confirme la configuración del instrumento antes de elegir variante.



Características principales

- 6 × 15 / 8 × 20
- Cantidad mínima: 2

Información técnica

Modelo del accesorio	T-APR-002
Opciones de especificación	6 × 15 / 8 × 20
Cantidad mínima	2

Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.