

Barreaux magnétiques pour essais de particules

Barreaux magnétiques pour essais de particules. Accessoire de remplacement pour l'application documentée. Comparer les options et confirmer la configuration avant choix de variante.



Caractéristiques principales

- $6 \times 15 / 8 \times 20$
- Quantité minimale: 2

Informations techniques

Modèle d'accessoire	T-APR-002
Options de spécification	6 × 15 / 8 × 20
Quantité minimale	2

Configuration standard

Accessoire choisi dans la quantité confirmée. Instrument et autres accessoires uniquement si détaillés au devis.

Accessoires optionnels

Autres pièces chiffrées séparément après examen de compatibilité. Raccords et installation non présumés inclus.

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, numéro de série, photo du composant et quantité. La photo identifie le type ; confirmer la variante exacte par sa spécification avant achat.