

Barras magnéticas para ensaios de partículas

Barras magnéticas para ensaios de partículas. Acessório de reposição para a aplicação documentada. Compare as opções e confirme a configuração do instrumento antes de escolher a variante.



Principais características

- $6 \times 15 / 8 \times 20$
- Quantidade mínima: 2

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-APR-002
Opções de especificação	6 × 15 / 8 × 20
Quantidade mínima	2

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.