

## Filtros de jeringa para muestras acuosas

Filtros de jeringa para muestras acuosas. Accesorio de repuesto para la aplicación documentada. Compare las opciones y confirme la configuración del instrumento antes de elegir variante.



### Características principales

- 0.22 / 0.45 / 0.8  $\mu\text{m}$
- Cantidad mínima: 100

## Información técnica

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Modelo del accesorio       | T-ASM-002                       |
| Opciones de especificación | 0.22 / 0.45 / 0.8 $\mu\text{m}$ |
| Cantidad mínima            | 100                             |

## Configuración estándar

Accesorio seleccionado en la cantidad confirmada. El instrumento y otros accesorios solo se incluyen si figuran en la oferta.

## Accesorios opcionales

Otros repuestos se cotizan aparte tras revisar compatibilidad. No se presuponen conexiones ni instalación incluidas.

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, número de serie, foto de la pieza y cantidad. La fotografía identifica el tipo; confirme la variante exacta con sus especificaciones antes de comprar.