

Estantes de tubos para amostragem de dissolução

Estantes de tubos para amostragem de dissolução. Acessório de reposição para a aplicação documentada. Compare as opções e confirme a configuração do instrumento antes de escolher a variante.



Principais características

- 120: 8 × 15; 96: 12 × 8
- Quantidade mínima: 1

Informações técnicas

Modelo do acessório	T-ASM-006
Opções de especificação	120: 8 × 15; 96: 12 × 8
Quantidade mínima	1

Configuração padrão

Acessório selecionado na quantidade confirmada. Instrumento e outros acessórios somente se discriminados na cotação.

Acessórios opcionais

Outras peças são cotadas separadamente após revisão de compatibilidade. Não se presumem conexões nem instalação incluídas.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, número de série, foto da peça e quantidade. A fotografia identifica o tipo; confirme a variante exata pelas especificações antes da compra.