

جهاز تفريغ الغازات من وسط الانحلال بالتخلية

يجمع T-DEG-001 التسخين والتدوير والتخلية لإزالة الغازات من الماء المقطر أو منزوع الأيونات المستخدم في اختبار الانحلال. اختر التجهيز الموثق بسعة 7 L أو 21 L حسب متطلبات تحضير الوسط.



الميزات الرئيسية

- دورة تجمع التسخين والتدوير والتخلية
- عرض إعدادات التحكم بدرجة الحرارة والضغط
- حفظ الإعدادات ووظيفة معايرة وتشخيص ذاتي للأعطال

المعلومات الفنية

التحكم بدرجة الحرارة	37-45 °C
استبانة الحرارة	0.1 °C
دقة الحرارة	±0.5 °C
نطاق التحكم بالتخلية	0.02-0.05 MPa
استبانة الضغط	0.01 MPa
حجم المعالجة	7 L / 21 L
قدرة السخان	1500 W

التجهيز القياسي

وحدة إزالة غازات تجمع التسخين والتدوير والتخلية. الساعات الموثقة هي 7 L أو 21 L؛ أكد الوعاء والمضخة والأنابيب والوصلات وقائمة التسليم للتجهيز المختار.

الملحقات الاختيارية

لم تثبت قائمة منفصلة للملحقات الاختيارية. أكد قطع مسار السائل ووثائق التأهيل بشكل منفصل في العرض.

الاختيار والطلب

حدد تركيب الوسط وحجم الدفعة والحرارة المطلوبة ومعيار إزالة الغازات. لم يحدد ما إذا كان الضغط مطلقا أم نسبيا ويجب تأكيده. وصف جهاز UV لا يثبت تعقيما محققا. أكد التغذية والأبعاد وزمن الدورة والمكونات قبل الطلب.