

Dégazeur sous vide pour milieux de dissolution

T-DEG-001 combine chauffage, circulation et vide pour dégazer l'eau distillée ou déionisée utilisée en essais de dissolution. Choisir la configuration documentée de 7 L ou 21 L selon la préparation du milieu.



Caractéristiques principales

- Cycle combiné de chauffage, circulation et vide
- Affichage des réglages de température et de pression
- Mémorisation des réglages, fonction de calibration et autodiagnostic

Informations techniques

Régulation de température	37-45 °C
Résolution thermique	0.1 °C
Exactitude thermique	±0.5 °C
Plage de réglage du vide	0.02-0.05 MPa
Résolution de pression	0.01 MPa
Volume traité	7 L / 21 L
Puissance du chauffage	1500 W

Configuration standard

Unité de dégazage avec chauffage, circulation et vide. Options documentées de 7 L ou 21 L ; confirmer récipient, pompe, tuyaux, raccords et liste de livraison pour la configuration choisie.

Accessoires optionnels

Aucune liste distincte d'accessoires optionnels n'est établie. Confirmer séparément pièces du circuit et documents de qualification.

Sélection et commande

Préciser composition, volume, température et critère de dégazage. La base de pression absolue ou relative n'est pas précisée ; la confirmer. Le dispositif UV décrit n'établit pas une stérilisation validée. Confirmer alimentation, dimensions, durée du cycle et composants.