

Appareil de désagrégation à trois paniers

T-DIT-001 - Effectue trois groupes d'essais avec mouvement simultané des paniers dans un bain régulé. À la fin de la durée programmée, les paniers s'arrêtent en position haute.



Caractéristiques principales

- Trois paniers à mouvement alternatif simultané
- Temporisateur programmable, comptage et remise à zéro
- Affichage de durée à quatre chiffres
- Tamis standard en inox de 2,0 et 0,425 mm

Informations techniques

Plage du temporisateur	0-24 h
Réglage de température	ambient-45 °C
Résolution de température	0.1 °C
Exactitude de température	±0.5 °C
Fréquence des paniers	29-32 /min
Course des paniers	55 ±2 mm
Distance tamis-fond	≥25 mm

Configuration standard

Appareil avec trois paniers, tamis de 2,0 et 0,425 mm et disques indiqués. Confirmer béciers, tubes et liste complète.

Accessoires optionnels

Aucune liste distincte d'options n'est documentée. Confirmer paniers et tamis de rechange compatibles et documentation requise.

Sélection et commande

Confirmer forme pharmaceutique, méthode et paniers. Alimentation documentée : 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz, ≤ 850 W. Ambiance : 10-30 °C, humidité $< 75\%$; bruit < 60 dB. Confirmer version export et méthode.