

Desintegrador de três cestos

T-DIT-001 - Executa três grupos de ensaios com cestos em movimento simultâneo num banho com temperatura controlada. Ao terminar o tempo, os cestos param na posição superior.



Principais características

- Três cestos com movimento alternativo simultâneo
- Temporizador programável, contagem e reinício
- Indicação de tempo com quatro dígitos
- Telas padrão de aço inox de 2,0 e 0,425 mm

Informações técnicas

Faixa do temporizador	0-24 h
Ajuste de temperatura	ambient-45 °C
Resolução de temperatura	0.1 °C
Exatidão de temperatura	±0.5 °C
Frequência dos cestos	29-32 /min
Curso dos cestos	55 ±2 mm
Distância tela-fundo	≥25 mm

Configuração padrão

Instrumento com três cestos, telas de 2,0 e 0,425 mm e discos indicados. Confirme béqueres, tubos e lista completa.

Acessórios opcionais

Não há lista separada de opcionais. Confirme cestos e telas de reposição compatíveis e documentação necessária.

Seleção e pedido

Confirme forma farmacêutica, método e cestos. Alimentação documentada: 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz, ≤ 850 W. Ambiente: 10-30 °C, umidade $< 75\%$; ruído < 60 dB. Confirme versão de exportação e método.