


Analizador cinético de endotoxinas de 72 posiciones

Mide reacciones cinéticas turbidimétricas y cromogénicas en 72 posiciones con temporización individual. El análisis por ordenador admite ensayos simultáneos, curvas y registros de auditoría.



Características principales

- Temporización individual
- Canales ópticos de 450 y 660 nm
- Ensayos simultáneos y análisis de curvas
- Permisos, auditoría y respaldo

Información técnica

Posiciones de detección	72
Longitudes de onda	450 / 660 nm
Temperatura controlada	37.0 ±0.3 °C
Deriva térmica	<0.1 °C

Configuración estándar

Instrumento en la configuración documentada; confirme lista de entrega, licencia e inclusión del ordenador en la oferta.

Accesorios opcionales

Confirme por separado accesorios del método, muestreo compatible y documentos de cualificación. Disponibilidad y coste dependen de la configuración.

Selección y pedido

Confirme edición del método, muestra, vasos y documentación. Referencias y auditoría no establecen certificación ni cumplimiento validado. El calentamiento no demuestra refrigeración activa.