


Analyseur cinétique d'endotoxines à 72 positions

Mesure les réactions cinétiques turbidimétriques et chromogéniques à 72 positions temporisées individuellement. Analyse sur ordinateur, essais simultanés, courbes et journaux d'audit documentés.



Caractéristiques principales

- Temporisation individuelle
- Canaux optiques de 450 et 660 nm
- Essais simultanés et analyse des courbes
- Permissions, audit et sauvegarde

Informations techniques

Positions de détection	72
Longueurs d'onde	450 / 660 nm
Température contrôlée	37.0 ±0.3 °C
Dérive thermique	<0.1 °C

Configuration standard

Instrument dans la configuration documentée ; confirmer livraison, licence et inclusion de l'ordinateur dans le devis.

Accessoires optionnels

Confirmer séparément accessoires de méthode, prélèvement compatible et qualification. Disponibilité et prix selon la configuration.

Sélection et commande

Confirmer édition, échantillon, cuves et documentation. Références et audit n'établissent ni certification ni conformité validée. Le chauffage n'établit pas un refroidissement actif.