


Analizador cinético de endotoxinas de 72 posições

Mede reações cinéticas turbidimétricas e cromogênicas em 72 posições com temporização individual. A análise por computador permite ensaios simultâneos, curvas e registros de auditoria.



Principais características

- Temporização individual
- Canais ópticos de 450 e 660 nm
- Ensaios simultâneos e análise de curvas
- Permissões, auditoria e backup

Informações técnicas

Posições de detecção	72
Comprimentos de onda	450 / 660 nm
Temperatura controlada	37.0 ±0.3 °C
Deriva térmica	<0.1 °C

Configuração padrão

Instrumento na configuração documentada; confirme lista de entrega, licença e inclusão de computador na cotação.

Acessórios opcionais

Confirme separadamente acessórios do método, amostragem compatível e documentos de qualificação. Disponibilidade e custo dependem da configuração.

Seleção e pedido

Confirme edição do método, amostra, cubas e documentação. Referências e auditoria não comprovam certificação ou conformidade validada. Aquecimento não comprova resfriamento ativo.