

Friabilimètre pour comprimés à vitesse variable

T-FRI-001 - Évalue la friabilité des comprimés non enrobés avec tambours rotatifs, écran tactile et fonctionnement par durée ou nombre de rotations.



Caractéristiques principales

- Commande par écran tactile
- Minuterie, comptage, pause, répétition et remise à zéro
- Calcul statistique des résultats
- Vitesse: 20-90 rpm

Spécifications essentielles

Vitesse	20-90 rpm
Minuterie	0-99 min 59 s
Compteur	0-9999
Diamètre intérieur du tambour	≈286 mm
Profondeur du tambour	39 mm
Alimentation	110-220 V $\pm 10\%$; 50-60 Hz
Puissance	50 W
Température de fonctionnement	5-35 °C
Humidité relative	<80%

Configuration et commande

Configuration standard

L'appareil documenté comporte des tambours rotatifs et un écran tactile. La liste complète de livraison est absente ; confirmer les accessoires et quantités dans le devis.

Accessoires optionnels

Les accessoires optionnels ne sont pas précisés. Confirmer séparément les tambours de rechange, les éléments d'étalonnage et la documentation.

Sélection et informations de commande

Préciser le type de comprimé, la méthode et son édition, la vitesse et les besoins de rapport. Confirmer la compatibilité électrique et la configuration livrée.

L'impression est décrite pour ce modèle ; confirmer la fourniture de l'imprimante et le format de sortie. La source cite les exigences de friabilité de la Pharmacopée chinoise et de l'USP sans préciser les éditions. Il s'agit d'une référence méthodologique, pas d'une certification.