

## Sistema de ensayo de productos para inhalación

T-INH-001 - Estación móvil con vacío y medición de caudal para muestreo de productos de inhalación. Combina un aparato de distribución de gotas/partículas de vidrio y una configuración seleccionable de uniformidad de dosis.



### Características principales

- Armario móvil utilizado como banco de ensayo
- Lectura digital LCD del caudal
- Ajuste manual continuo y control de encendido/apagado
- Muestreo de uniformidad de dosis con seis o diez tubos

## Información técnica

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Caudal de bomba sin carga | >110 SLPM             |
| Intervalo de caudal       | 10-100 SLPM           |
| Exactitud de caudal       | ±5%                   |
| Resolución de pantalla    | 0.001 SLPM            |
| Alimentación eléctrica    | 220 V / 50 Hz / 2.5 A |
| Dimensiones               | 650 ×450 ×1200 mm     |
| Masa aproximada           | 45 kg                 |
| Ruido de bomba            | <80 dB(A)             |

## Configuración estándar

Se documentan armario móvil y un aparato de distribución de vidrio. Confirme bomba, tubos, adaptadores y configuración completa.

## Accesorios opcionales

El muestreo de uniformidad permite seis o diez tubos. Confirme conjunto y compatibilidad; no suponga que se incluyen ambos.

## Selección y pedido

Indique inhalador, método y caudal. La información no establece etapas NGI/ACI ni diámetros de corte aerodinámico. La resolución no equivale a exactitud. Confirme alimentación y configuración del método.