

مقياس الأسمولالية للعينات الدقيقة

يقيس أسمولالية عينات سائلة صغيرة باستخدام تبريد بأشباه الموصلات ورفع آلي للمسبار. تشمل العينات محاليل صيدلانية وسوائل - T-OSM-001 مختبرية؛ أكد الطريقة ومصفوفة العينة قبل الطلب.



الميزات الرئيسية

- رفع آلي للمسبار وواجهة قوائم LCD
- معايرة متعددة النقاط باستخدام محاليل مرجعية
- تخزين النتائج وساعة ووظائف طباعة
- تبريد مزدوج بأشباه الموصلات دون سائل تبريد

المعلومات الفنية

50-100 μ L	حجم العينة
0-3000 mOsmol/kg H ₂ O	نطاق القياس
1 mOsmol/kg H ₂ O	الاستبانة
RSD $\leq$ 1%	قابلية التكرار
$\pm$ 3 mOsmol/kg	الدقة عند $\geq$ 300 mOsmol/kg
$\leq \pm$ 1%	الدقة فوق 300 mOsmol/kg
$\leq$ 100 s	مدة القياس المعتادة

التجهيز القياسي

الجهاز ومحاليل المعايرة المرجعية الموثقة. أكد التراكيز والكميات وأنابيب العينات وقائمة التوريد.

الملحقات الاختيارية

اطلب محاليل إضافية ووثائق التأهيل بصورة منفصلة؛ يلزم تأكيد التوافر والتكلفة.

الاختبار والطلب

حدد مصفوفة العينة والنطاق ومعدل العمل ونقاط المعايرة. أكد التغذية ولغة البرنامج وتجهيز الطباعة. الإشارة إلى طريقة لا تثبت اعتمادا أو موافقة للتشخيص السريري.