

Osmómetro de micromuestras

T-OSM-001 - Mide la osmolalidad de pequeñas muestras líquidas mediante refrigeración por semiconductores y elevación automática de la sonda. Confirme el método y la matriz de soluciones farmacéuticas y líquidos de laboratorio.



Características principales

- Elevación automática de sonda y menús LCD
- Calibración multipunto con soluciones patrón
- Almacenamiento, reloj e impresión de resultados
- Refrigeración por doble semiconductor sin líquido refrigerante

Información técnica

Volumen de muestra	50-100 µL
Intervalo de medición	0-3000 mOsmol/kg H ₂ O
Resolución	1 mOsmol/kg H ₂ O
Repetibilidad	RSD ≤1%
Exactitud a ≤300 mOsmol/kg	±3 mOsmol/kg
Exactitud sobre 300 mOsmol/kg	≤±1%
Tiempo habitual	≤100 s

Configuración estándar

Instrumento y soluciones patrón documentadas. Confirme concentraciones, cantidades, tubos y lista de suministro.

Accesorios opcionales

Solicite soluciones adicionales y documentos de cualificación por separado; confirme disponibilidad y coste.

Selección y pedido

Indique matriz, intervalo, productividad y puntos de calibración. Confirme alimentación, idioma e impresión. Las referencias metodológicas no prueban certificación ni aprobación diagnóstica clínica.