

Osmómetro con cristalización ultrasónica

Mide osmolalidad en muestras de 50-100 µL con refrigeración por semiconductores e inducción ultrasónica de cristalización. Adapta el control a la concentración del intervalo documentado.



Características principales

- Elevación automática con motor paso a paso y guía lineal
- Cristalización ultrasónica sin añadir agua
- Control según la concentración
- Ajuste horario por red o manual para informes fechados

Información técnica

Volumen de muestra	50-100 µL
Intervalo	0-3000 mOsmol/kg H ₂ O
Resolución	1 mOsmol/kg H ₂ O
Repetibilidad sobre 300 mOsmol/kg	RSD ≤1%

Configuración estándar

Instrumento con las funciones documentadas. Confirme soportes, vidrio, cables, reactivos y consumibles en la oferta; no se presupone inclusión de elementos no indicados.

Accesorios opcionales

No hay lista completa separada de accesorios. Solicite consumibles compatibles, elementos de calibración y documentos de cualificación por separado; confirme disponibilidad y coste.

Selección y pedido

Indique matriz, concentración, calibración e informes. La ficha disponible no establece exactitud, duración, alimentación ni patrones suministrados; confírmelos antes del pedido.