


Contador de partículas en líquidos de gran volumen

Cuenta partículas en líquidos con muestreo de gran volumen para contaminación y filtración de equipos de infusión. Ocho canales configurables permiten estudiar soluciones inyectables y materiales de envase.



Características principales

- Medición por bloqueo de luz láser
- Umbrales de tamaño configurables según método
- Resultados almacenados e informes impresos
- Confirme método y configuración de software suministrada

Información técnica

Intervalo de tamaño	2-400 μm
Volumen de muestreo	0.5-1000 mL
Intervalo de concentración	0-10000 particles/mL
Error de volumen	$<\pm 1\%$
Exactitud respecto al valor de referencia	$\pm 10\%$
Repetibilidad a >1000 partículas/mL, muestra de 5 mL	RSD $<2\%$
Canales	8
Caudal de muestreo	15-150 mL/min
Alimentación	100-264 V; 50 Hz $\pm 1\%$; <80 W

Configuración estándar

Instrumento con las funciones documentadas. Confirme soportes, vidrio, cables, reactivos y consumibles en la oferta; no se presupone inclusión de elementos no indicados.

Accesorios opcionales

No hay lista completa separada de accesorios. Solicite consumibles compatibles, elementos de calibración y documentos de cualificación por separado; confirme disponibilidad y coste.

Selección y pedido

Umrales 2-100 μm con paso de 0,1 μm . Agitación magnética, cámara cerrada, elevación automática, impresora integrada y pantalla de 5,7 pulgadas. Informes con índice de contaminación y eficiencia de filtración. Ambiente 10-40 °C. Confirme teclado, calibración y entrega; cualificación de pago separada.