

عداد جسيمات السوائل المكتبي

يقيس جسيمات العينات السائلة لضبط الجودة. تدعم قنوات الأحجام المسبقة وتدفق السحب المبرمج العد المتكرر والتقارير المؤرخة.



الميزات الرئيسية

قنوات مسبقة 10µm و 25µm

تدفق سحب قابل للبرمجة

تقارير مختبر مؤرخة

المعلومات الفنية

1-400 μm	نطاق حجم الجسيمات
5-60 mL/min	تدفق السحب
0-10000 particles/mL	نطاق التركيز
>90%	تمييز الأحجام
7 in; Linux	الشاشة اللمسية
≥ 10 / ≥ 25 μm	القنوات المسبقة
≥ 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 μm ; ≥ 5 / 8 / 10 / 12 / 50 / 100 μm	مجموعات إضافية
4-6 μm / >5 μm	قنوات أجهزة التحدير

التجهيز القياسي

الجهاز حسب عرض السعر. أكد المحقنة والأنابيب والطابعة وكميات المستهلكات في قائمة التوريد.

الملحقات الاختيارية

تؤكد مواد المعايير والمستهلكات البديلة ووثائق التأهيل وتسعر منفصلة عند توافرها.

الاختيار والطلب

أكد المصنوعة وإصدار الطريقة والقنوات والحجم والتقارير. لا تثبت مراجع الطرق اعتماداً؛ تحقق من ملاءمة البرنامج والطريقة لسير العمل.