

Contador automático de partículas en líquidos

Automatiza el recuento con vasos o tubos según configuración. Posición de aguja y lavado automáticos apoyan el trabajo por lotes; agitación y capacidad dependen del formato.



Características principales

- Canales predefinidos de 10 μm y 25 μm
- Caudal de muestreo programable
- Informes con fecha y hora

Información técnica

Intervalo de tamaño	1-400 μm
Caudal de muestreo	5-60 mL/min
Concentración	0-10000 particles/mL
Resolución de tamaño	>90%
Pantalla táctil	15 in; Windows
Volumen previo	0.3-1 mL
Volumen de muestra	0.2-100 mL
Jeringa estándar	10 mL
Error de volumen	$<\pm 1\%$
Exactitud de recuento	$\pm 10\%$
Repetibilidad: >1000/mL, muestra 5 mL	RSD <2%
Canales personalizados	≤ 16 ; 2-100 μm

Interfaz de datos	RS232
Red	Wi-Fi / Ethernet
Modo vasos: posiciones / volumen	24 / ≤50 mL
Modo tubos: posiciones / volumen	96 / ≤20 mL
Canales predefinidos	≥10 / ≥25 µm
Grupos adicionales	≥2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 µm; ≥5 / 8 / 10 / 12 / 50 / 100 µm
Canales de dispositivos de anestesia	4-6 µm / >5 µm
Agitación vasos / tubos	Individual ajustable / no

Configuración estándar

Instrumento según oferta. Confirme jeringa, tubos, impresora y consumibles en la entrega.

Accesorios opcionales

Materiales de calibración, consumibles de repuesto y documentos de cualificación se confirman y cotizan aparte según disponibilidad.

Selección y pedido

Confirme matriz, edición del método, canales, volumen e informes. Las referencias no establecen certificación; valide software e idoneidad del método.