

جهاز اختراق مخروطي آلي للمراهم

يقيس قوام المراهم والمراهم العينية باختراق مخروطي مؤقت مع تحرير آلي وقياس الإزاحة دون تلامس - T-PEN-001



الخصائص الرئيسية

- تحرير آلي للمخروط ورفع بمحرك
- منصة دقيقة الضبط مع إضاءة LED لتحديد التلامس
- حساب المتوسط والانحراف المعياري النسبي وطباعة النتائج
- شاشة ملونة؛ الواجهة الموثقة بقوائم صينية

المواصفات الأساسية

>65 mm	نطاق الاختراق
0.01 mm	الاستبانة
5-99 s	مدة الاختراق
102.5 ±0.05 g	كتلة المخروط القياسي
47.5 ±0.05 g	كتلة ساق المخروط القياسي
±25 mm; 0.1 mm	ضبط المنصة
Ø102 ×65 mm / Ø75 ×62 mm	أبعاد الأوعية القياسية
2 +0.02P	حد قابلية التكرار
9 +0.05P	حد قابلية إعادة الإنتاج
22.5 ±0.025 g / 15 ±0.025 g	كتل نصف المخروط / الساق
Ø38.5 ×38.5 mm	الوعاء الصغير
9.38 ±0.025 g	كتلة ربع المخروط مع الساق
Ø19 ×18 mm	الوعاء الدقيق
AC 220 V ±10%, 50 Hz / 40 W	التغذية / القدرة
430 ×285 ×410 mm / 15 kg	الأبعاد / الوزن

التجهيز والطلب

التجهيز القياسي

جهاز بالآلية مخروط آلية ومنصة قابلة للضبط وإضاءة LED وطباعة. يجب تأكيد المخاريط والأوعية المشمولة؛ قائمة التوريد في الوصف الفني غير متسقة.

الملحقات الاختيارية

يمكن طلب مجموعات نصف المخروط وربع المخروط مع أوعيتها. تعامل معها كخيارات منفصلة حتى يؤكد عرض السعر خلاف ذلك.

الاختيار ومعلومات الطلب

حدد العينة وحجم المخروط والوعاء والمدة ولغة الواجهة. أكد طريقة دستور الأدوية والتغذية الكهربائية.

وحدة الاختراق تساوي 0.1 mm، واستبانة 0.1 وحدة تساوي 0.01 mm. يمثل P المتوسط الحسابي لنتيجتين، ويجب ألا يتجاوز الفرق بينهما الحد المذكور. تشير الوثائق إلى دستور الأدوية الصيني دون إصدار، ولا يدعى الاعتماد.