

Pénétromètre automatique à cône pour pommades

T-PEN-001 - Mesure la consistance des pommades et pommades ophtalmiques par pénétration temporisée, libération automatique et mesure de déplacement sans contact.



Caractéristiques principales

- Libération automatique du cône et levage motorisé
- Plateforme à réglage fin avec éclairage LED
- Calcul de moyenne et RSD, impression des résultats
- Écran couleur ; menus documentés en chinois

Spécifications essentielles

Plage de pénétration	>65 mm
Résolution	0.01 mm
Durée de pénétration	5-99 s
Masse du cône standard	102.5 ±0.05 g
Masse de la tige standard	47.5 ±0.05 g
Réglage de plateforme	±25 mm; 0.1 mm
Récipients standard	Ø102 ×65 mm / Ø75 ×62 mm
Limite de répétabilité	2 +0.02P
Limite de reproductibilité	9 +0.05P
Masses demi-cône / tige	22.5 ±0.025 g / 15 ±0.025 g
Petit récipient	Ø38.5 ×38.5 mm
Masse quart de cône + tige	9.38 ±0.025 g
Microrécipient	Ø19 ×18 mm
Alimentation / puissance	AC 220 V ±10%, 50 Hz / 40 W
Dimensions / masse	430 ×285 ×410 mm / 15 kg

Configuration et commande

Configuration standard

Appareil avec mécanisme automatique, plateforme réglable, LED et impression. Confirmer les cônes et récipients inclus : la liste de livraison n'est pas cohérente.

Accessoires optionnels

Ensembles demi-cône et quart de cône avec récipients disponibles sur commande. Les traiter comme options jusqu'à confirmation au devis.

Sélection et informations de commande

Préciser échantillon, cône, récipient, durée et langue d'interface. Confirmer méthode pharmacopéique et alimentation.

L'unité de pénétration vaut 0,1 mm ; une résolution de 0,1 unité correspond à 0,01 mm. P est la moyenne de deux résultats dont l'écart ne doit pas dépasser la limite indiquée. Référence à la Pharmacopée chinoise sans édition, sans revendication de certification.