

Testador automático de amolecimento de supositórios

Avalia fusão, amolecimento ou desintegração de supositórios e comprimidos vaginais em banho termostaticado. Três suportes metálicos giram juntos conforme o programa selecionado.



Principais características

- Três suportes de ensaio sincronizados
- Controle tátil de temperatura, tempo e posição
- Programas de 30 ou 60 minutos com giro a cada dez minutos
- Corte do aquecedor por sobretemperatura e alarmes

Informações técnicas

Suportes	3
Faixa de temperatura	ambient-50 °C
Controle a 37 °C	±0.3 °C
Potência máxima	1500 W
Alimentação	220 V ±10% / 50 Hz

Configuração padrão

Instrumento com as funções documentadas. Confirme suportes, vidraria, cabos, reagentes e consumíveis na proposta; não se presume inclusão de itens não especificados.

Acessórios opcionais

Não há lista completa separada de acessórios. Solicite consumíveis compatíveis, itens de calibração e documentos de qualificação separadamente; confirme disponibilidade e custo.

Seleção e pedido

P1: 30 min, giro a cada 10 min. P2: 60 min, giro a cada 10 min. P3: 30 min sem giro. Ambiente: 10-37 °C e umidade <85%. Exige aterramento. Confirme método, vidraria e fornecimento.