

Medidor de densidade compactada de duas posições

T-TAP-001 - Mede a densidade compactada de pós com duas posições para provetas e três métodos selecionáveis.



Características principais

- Seleção do método e dos parâmetros por tela sensível ao toque
- Batidas verticais com rotação da amostra
- Cálculo da densidade com três entradas de massa e volume, incluindo a média

Especificações principais

Posições de proveta	2
Frequência: método 1 / 2 / 3	300 $\pm$ 1 / 250 $\pm$ 1 / 55 $\pm$ 1 /min
Curso do método 1	14 $\pm$ 2 mm
Faixa de contagem	0-99999
Configurações de alimentação	AC 220 V $\pm$ 10%, 50 Hz $\pm$ 2%; AC 110 V $\pm$ 10%, 60 Hz $\pm$ 2%

Configuração e pedido

Configuração padrão

Instrumento de duas posições com tela sensível ao toque. Confirme tamanhos das provetas e lista de fornecimento.

Acessórios opcionais

Impressora opcional. Documentos e serviços de qualificação exigem escopo e orçamento separados.

Seleção e informações para pedido

Informe pó, método, tamanho da proveta e alimentação. Confirme a tolerância do curso do método 2 antes do pedido.

Os métodos fazem referência à ChP e à USP sem edição especificada; isso não representa certificação. A tolerância ambígua do curso do método 2 não é publicada.