

Poste double face d'inspection des particules visibles

T-VIS-001 - Permet l'inspection visuelle des injectables et collyres sur deux faces, avec éclairage réglable et alarme temporisée.



Caractéristiques principales

- Utilisation simultanée des deux faces
- Fonds d'inspection noir et blanc
- Éclairage fluorescent réglable avec ballast électronique
- Alarme sonore et visuelle en fin de temporisation

Spécifications essentielles

Plage d'éclairement	1000-4000 lx
Temporisation d'inspection	1-99 s
Réglage d'usine	20 s
Lampes fluorescentes	20 W ×2
Puissance	42 W
Alimentation	AC 220 V ±10%, 50 Hz
Dimensions	703 ×305 ×513 mm
Masse approximative	15 kg

Configuration et commande

Configuration standard

Poste double face avec deux lampes de 20 W, temporisateur et fonds. Confirmer la liste complète de livraison.

Accessoires optionnels

Options non précisées. Confirmer séparément les lampes de rechange et les équipements de vérification d'éclairage.

Sélection et informations de commande

Préciser récipient, méthode, éclairage et disposition des opérateurs. Il s'agit d'un poste visuel manuel, pas d'un compteur automatique.

La documentation cite l'inspection sous lampe de la Pharmacopée chinoise sans édition ni certification. Confirmer méthode et compatibilité électrique locale.