

## Molino de laboratorio de alta velocidad

Molino de alta velocidad para materiales secos en un recipiente sellado de acero inoxidable. Adapte la masa y la finura a la aplicación.



### Información técnica

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Capacidad                              | 200 g              |
| Finura                                 | 30-200 malla       |
| Potencia del motor                     | 1000 W             |
| Velocidad del motor                    | 25000 rpm          |
| Dimensiones del recipiente de molienda | 135 × 100 mm       |
| Dimensiones                            | 200 × 220 × 280 mm |
| Material del recipiente                | acero inoxidable   |
| Tiempo típico de molienda              | 0.5-3 min          |

### Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

### Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

---

## Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

## Información técnica

El recipiente de 200 g es de acero inoxidable, con tapa sellada de apertura rápida. La finura y el tiempo dependen de la muestra seca; no combine estos datos con modelos de mayor capacidad no especificados.