

Serie de sistemas de destilación de dióxido de azufre

Destilación multiposición para preparar muestras de residuos de dióxido de azufre en alimentos y hierbas. Seleccione posiciones y combinación de matraces.



Información técnica

Posiciones de destilación	4 / 6 / 6
Capacidad del matraz de destilación	1000 / 500 / 1000 mL
Matraces receptores	4 × 100 / 6 × 100 / 6 × 100 mL
Alimentación eléctrica	220 V; 50 Hz
Límite de temperatura	hasta 200 °C
Pantalla	pantalla táctil
Protección contra calentamiento en seco	sí
Protección contra fugas eléctricas	sí
Circulación de refrigeración	bomba integrada

Configuración estándar

El presupuesto debe identificar la configuración seleccionada y los accesorios suministrados. Si se indican varias especificaciones, corresponden a versiones distintas en el mismo orden; no forman una configuración combinada.

Configuración opcional

Los equipos opcionales y consumibles se suministran solo si se detallan en el presupuesto. Confirme dimensiones, compatibilidad, alimentación y configuración antes del pedido.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, especificación, muestra o aplicación, cantidad y destino. Consulte el PDF completo para comparar versiones y configuraciones.

Información técnica

Las versiones son 4 × 1000 mL, 6 × 500 mL y 6 × 1000 mL. Generadores o botellas de nitrógeno y refrigeradores externos requieren selección aparte. Confirme bomba de circulación y refrigeración externa en la lista de suministro.