

Fiche technique

Poste anaérobie manuel avec chambre d'incubation

Poste à échange gazeux manuel avec régulation numérique, chambres de travail, incubation et transfert séparées et réglage d'ambiante +3 à 60 °C.



Disposition manuelle avec travail, incubation interne et sas séparé. Confirmer gants et accessoires.

Points clés

Chambres séparées

Régulation numérique

Échange gazeux manuel

Configuration standard

Échange gazeux manuel en chambre de travail et sas, régulation numérique, face transparente, accès par gants, zone SUS304 et circulation forcée. Éclairage, UV, prise interne 220 V, décharge de pression et mémoire.

Stérilisateur d'anses, dispositif de chauffe de cire et boîte catalyseur/dessiccant de série. Confirmer source de vide et accessoires.

Accessoires en option

Mini-imprimante, consommables, détendeur et protection thermique externe en option. Confirmer gaz, gants, raccords de vide et application.

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Plage de réglage thermique	Ambiante +3 à 60 °C
Homogénéité de température	$\leq \pm 1$ °C
Fluctuation de température	$\leq \pm 0.3$ °C
Puissance absorbée (W)	600 W
Alimentation	220 V / 50 Hz

Modèle	Niveau d'oxygène indiqué
PT-ANC-003	$\leq 1\%$

Informations techniques

Paramètre	Valeur
Chambre de travail (L × l × H, mm)	820 × 670 × 670
Chambre d'incubation (L × l × H, mm)	255 × 200 × 290
Sas de transfert (L × l × H, mm)	335 × 235 × 325
Dimensions extérieures (mm)	1210 × 740 × 1375

Sélection et commande

Indiquer modèle PRECETTA, atmosphère, chambres ou jarres, utilités et accessoires. Confirmer gaz, vide, livraison et conditions avant commande.