

Ficha técnica

Estação anaeróbia manual com câmara de incubação

Estação com troca manual de gases, controle térmico digital, câmaras separadas de trabalho, incubação e transferência e ajuste de ambiente +3 a 60 °C.



Disposição manual com trabalho, incubação interna e transferência separada. Confirme luvas e acessórios.

Destaques

Câmaras separadas

Controle térmico digital

Troca manual de gases

Configuração padrão

Troca manual de gases no trabalho e transferência, controle digital, frente transparente, acesso por luvas, área SUS304 e circulação forçada. Luz, UV, tomada interna 220 V, alívio de pressão e memória. Esterilizador de alças, aquecedor de cera e caixa de catalisador/dessecante padrão. Confirme fonte de vácuo e acessórios.

Acessórios opcionais

Mini-impressora, consumíveis, regulador de cilindro e protetor térmico externo opcionais. Confirme gases, luvas, vácuo e aplicação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de ajuste térmico	Ambiente +3 a 60 °C
Uniformidade de temperatura	$\leq \pm 1$ °C
Flutuação de temperatura	$\leq \pm 0.3$ °C
Potência de entrada (W)	600 W
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz

Modelo	Nível de oxigênio indicado
PT-ANC-003	$\leq 1\%$

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Câmara de trabalho (C × L × A, mm)	820 × 670 × 670
Câmara de incubação (C × L × A, mm)	255 × 200 × 290
Câmara de transferência (C × L × A, mm)	335 × 235 × 325
Dimensões externas (mm)	1210 × 740 × 1375

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, atmosfera, câmaras ou jarras, utilidades e acessórios. Confirme gases, vácuo, fornecimento e condições antes do pedido.