

Ficha técnica

Serie de autoclaves de laboratorio con vacío pulsado

Autoclaves automáticos de vapor con cámaras de 145 o 170 L, vacío pulsado, secado al vacío y generador de vapor separado.



La imagen muestra PT-AUT-025. PT-AUT-026 tiene cámara y armario más altos.

Características principales

Secuencia automática de agua, vapor, enfriamiento y secado

Sonda de temperatura de muestra e impresora incluidas

Pantalla táctil, permisos y exportación USB

Configuración estándar

Cámara y cestas de acero inoxidable SUS304, generador de vapor separado, vacío pulsado y secado al vacío, alimentación automática de agua, condensador y ventilador, sonda de muestra e impresora integrada. Controlador táctil con 40 programas de esterilización y 10 de fusión/mantenimiento, exportación USB y permisos. Apertura eléctrica con autobloqueo mecánico y enclavamiento electrónico. Doble detección de nivel bajo y protección térmica/de presión.

Accesorios opcionales

Sistema de almacenamiento de agua y depósito de residuos opcionales cuando no hay suministro o desagüe. Confirme conexiones, cantidad de cestas y suministro final. No se indica validación incluida.

Información técnica

Proceso	Rango de temperatura	Rango de tiempo
Esterilización	105-135 °C	0-120 min
Secado	60-135 °C	0-240 min
Fusión	60-100 °C	0-999 min
Mantenimiento	40-60 °C	0-1440 min

Parámetro	Valor
Presión de diseño	0.38 MPa
Presión máxima de trabajo	0.24 MPa
Alimentación	380 V $\pm$ 38 V / 50 Hz $\pm$ 1 Hz

Información técnica

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (kW)
PT-AUT-025	145	9.5
PT-AUT-026	170	9.5

Modelo	Cámara: diámetro × altura (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-025	Ø500 × 720	890 × 910 × 1200
PT-AUT-026	Ø500 × 850	890 × 910 × 1245

Selección y pedido

Indique modelo, carga, proceso y servicios del lugar. Confirme electricidad, agua, desagüe, espacios de instalación y ciclo adecuado para la carga.