

Ficha técnica

Esterilizadores a vapor com tampa basculante

Autoclaves de 60 e 85 L com tampa basculante, tela sensível ao toque, ajustes de 105-135 °C e sistema de resfriamento.



Vista representativa. Capacidade, dimensões e cestos por modelo.

Destaques

9 programas de esterilização e 3 de fusão/manutenção

Autotravamento mecânico e intertravamento eletrônico

Passagem G1/2A padrão

Configuração padrão

Tela sensível ao toque, 9 programas de esterilização e 3 de fusão/manutenção, senha, calibração em três pontos, proteção mecânica e eletrônica da tampa, dupla proteção de água, resfriamento, seis níveis de purga positiva e despressurização, drenagem, início adiado e um G1/2A.

Acessórios opcionais

Sonda de amostra, filtro de biossegurança, passagem de validação e impressora opcionais. Temporização pela amostra exige a sonda escolhida. Confirme compatibilidade e fornecimento; não se declara conformidade de software nem validação.

Informações técnicas

Parâmetro	Valor
Faixa de temperatura	105-135 °C
Uniformidade de temperatura	≤1 °C
Pressão de trabalho	0.212 MPa
Pressão de projeto	0.28 MPa
Faixa do temporizador	0-5999 min
Temperatura de fusão	50-100 °C
Tempo de fusão	0-600 min
Temperatura de manutenção	40-60 °C
Tempo de manutenção	24 h
Alimentação elétrica	AC 220 V ±22 V / 50 Hz ±1 Hz

Modelo	Volume da câmara (L)	Potência de entrada (W)	Cesto: diâmetro × altura × quantidade (mm)
PT-AUT-031	60	3200	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-032	85	3600	Ø350 × 200 × 3

Informações técnicas

Modelo	Dimensões da câmara (mm)	Dimensões externas (mm)
PT-AUT-031	Ø380 × 555	550 × 588 × 830
PT-AUT-032	Ø380 × 765	550 × 588 × 1040

Seleção e pedido

Informe modelo, carga ou amostra, temperatura e cestos necessários. Confirme alimentação, acessórios e fornecimento antes do pedido.