

Ficha técnica

Autoclave de 110 L para ensayos de envases

Autoclave de 110 L con cierre por volante, ajustes de 105-135 °C, tres programas de ensayo de envases, tres personalizados y purga por presión positiva.



Características principales

Seis niveles de purga y despresurización

Tres niveles de permisos

Enfriamiento y dos RS-485 estándar

Configuración estándar

Pantalla capacitiva, tapa por volante, bloqueo mecánico por presión y autocomprobación de tapa, seis niveles de purga y despresurización, tres niveles de permisos, drenaje eléctrico, condensador y enfriamiento por aire, toma auxiliar, dos RS-485 y puerto G1/2A. No admite pulsos de vacío.

Accesorios opcionales

Filtro de escape de 0,2 µm, impresora, sensor de muestra, adaptador de validación y bandeja opcionales. Impresión F0 requiere impresora y sonda compatibles. Software y validación no son estándar.

Información técnica

Parámetro	Valor
Rango de temperatura	105-135 °C
Uniformidad de temperatura	≤1 °C
Presión de trabajo	0.22 MPa
Presión de diseño	0.38 MPa
Rango del temporizador	0-120 min
Temperatura de fusión	50-100 °C
Tiempo de fusión	0-6000 min
Temperatura de mantenimiento	40-60 °C
Tiempo de mantenimiento	0-6000 min
Resolución de temperatura	0.1 °C

Modelo	Volumen de cámara (L)	Potencia de entrada (W)	Cesta: diámetro × altura × cantidad (mm)
PT-AUT-033	110	4500	Ø360 × 230 × 3

Información técnica

Modelo	Dimensiones de cámara (mm)	Dimensiones exteriores (mm)
PT-AUT-033	Ø400 × 835	535 × 640 × 1275

Selección y pedido

Indique modelo, carga o muestra, temperatura y cestas requeridas. Confirme alimentación, accesorios y suministro antes del pedido.