

## Fiche technique

# Série de bains-marie thermostatés

Bains-marie thermostatés pour le chauffage en laboratoire, disponibles en trois tailles de cuve avec arrêt automatique du chauffage en cas de niveau d'eau bas.



La photo montre PT-WBA-010. Les autres modèles ont des dimensions différentes.

## Points clés

Cuve monobloc en acier inoxydable

Correction de la température affichée

Protection par flotteur contre le manque d'eau

## Configuration standard

Bain avec cuve inox, boîtier en acier revêtu, régulateur, flotteur de niveau et cordon d'alimentation à connexion rapide.

## Accessoires en option

Les accessoires optionnels ne sont pas précisés. Confirmez les supports de récipients et la liste de livraison lors du devis.

## Informations techniques

| Paramètre                  | Valeur               |
|----------------------------|----------------------|
| Plage de température       | Ambiante +5 à 100 °C |
| Fluctuation de température | ±0.2 °C              |
| Alimentation               | 220 V / 50 Hz        |

| Modèle     | Puissance de chauffage | Dimensions de cuve (mm) | Dimensions extérieures (mm) |
|------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PT-WBA-010 | 800 W                  | 350 × 325 × 200         | 450 × 345 × 230             |
| PT-WBA-011 | 1500 W                 | 500 × 350 × 200         | 630 × 395 × 230             |
| PT-WBA-012 | 2000 W                 | 600 × 400 × 200         | 660 × 540 × 230             |

### Sélection et commande

Indiquez le modèle, les dimensions des récipients et la température de travail. Confirmez l'alimentation et la configuration avant commande.