

Serie de cámaras de fotoestabilidad con luz LED visible

Exposición controlada a luz LED visible para estudios de fotoestabilidad farmacéutica. Dos configuraciones ofrecen uno o dos estantes iluminados.



Información técnica

Modelo	PT-ENV-111
Rango de temperatura (°C)	15-65 (iluminación completa)
Fluctuación de temperatura (°C)	±1
Desviación de temperatura (°C)	±2
Iluminancia (lx)	10-10000
Desviación de iluminancia (lx)	±500
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Condiciones ambientales de uso	5-35 °C; ≤85% RH

Configuración A

Estantes iluminados	1
Potencia instalada (W)	1000
Dimensiones interiores (mm)	440×500×570
Dimensiones exteriores (mm)	720×650×1210
Dimensiones del embalaje (mm)	800×730×1400
Masa neta (kg)	105
Estantes	1

Configuración B

Estantes iluminados	2
Potencia instalada (W)	1100
Dimensiones interiores (mm)	440×500×920
Dimensiones exteriores (mm)	720×650×1560
Dimensiones del embalaje (mm)	800×730×1760
Masa neta (kg)	120
Estantes	2

Equipo y construcción

Circulación de aire forzado, control digital de temperatura, interior de acero inoxidable y protección contra sobretensión. Las dimensiones y los estantes dependen de la configuración.

Opciones de configuración

Confirme registro, supervisión, documentación de cualificación y accesorios adicionales en la oferta. No implican certificación general ni suministro estándar.

Información para pedidos

Indique modelo, letra de configuración, carga, consignas, espacio y alimentación del destino. Todas las dimensiones son profundidad × anchura × altura. Confirme la configuración y el protocolo antes del pedido. Los valores corresponden a la configuración seleccionada. No combine límites de temperatura o humedad de configuraciones distintas. Alimentación indicada: 220 V / 50 Hz; otras necesidades requieren confirmación.