

Chambres de photostabilité en lumière visible LED

Exposition contrôlée à la lumière visible LED pour études de photostabilité pharmaceutique. Deux configurations offrent une ou deux clayettes éclairées.



Informations techniques

Modèle	PT-ENV-111
Plage de température (°C)	15-65 (éclairage complet)
Fluctuation de température (°C)	±1
Écart de température (°C)	±2
Éclairement (lx)	10-10000
Écart d'éclairement (lx)	±500
Alimentation électrique	220 V / 50 Hz
Conditions ambiantes de fonctionnement	5-35 °C; ≤85% RH

Configuration A

Clayettes éclairées	1
Puissance installée (W)	1000
Dimensions intérieures (mm)	440×500×570
Dimensions extérieures (mm)	720×650×1210
Dimensions emballées (mm)	800×730×1400
Masse nette (kg)	105
Clayettes	1

Configuration B

Clayettes éclairées	2
Puissance installée (W)	1100
Dimensions intérieures (mm)	440×500×920
Dimensions extérieures (mm)	720×650×1560
Dimensions emballées (mm)	800×730×1760
Masse nette (kg)	120
Clayettes	2

Équipement et construction

Circulation d'air forcée, régulation numérique, intérieur en acier inoxydable et protection contre la surchauffe. Dimensions et nombre de clayettes selon configuration.

Options de configuration

Confirmez au devis l'enregistrement, la surveillance, les documents de qualification et les accessoires. Ils ne constituent pas une certification générale ni une fourniture standard garantie.

Informations de commande

Précisez modèle, lettre de configuration, charge, consignes, espace et alimentation du site. Les dimensions suivent profondeur × largeur × hauteur. Confirmez la configuration et le protocole avant commande. Les performances correspondent à la configuration choisie. Ne combinez pas les limites de configurations différentes. Alimentation indiquée : 220 V / 50 Hz ; toute autre exigence reste à confirmer.